

Colorful LED beauty mask

OPTICAL WHITENING INSTRUMENT



INSTRUCTIONS

Whitening	Freckle
Anti-age	Skin tightening

(The instruments using)

1. Clean the face of skin first. Let the water dry naturally, or use a gently washed water-absorbing towel to dry the face of the water (do not use a coarse towel to rub the face, it will lead to co ass pores or rough skin, dry skin).
2. Remove the LED color smooth mask device, then remove the power control box, connect the power supply line of the mask instrument to the output hole of the power control box.

3.according to the selection of the key to open the "Color Select / Start" the power display lights up. Displays the default time is 30 mi nut. Again by "Color Selection / Start" select the type of selection button (O 1-07 is red, blue, green, yellow, orange, purple, white), then press the "Time +", "Time -" button to set the time of "Time -" and "Time +", the simplified selection key can adjust the working time (according to individual needs, 0-60 minutes), pay attention to operation when the eyes try not to stare too much at the light source. "Brightness" can choose light intensity (O1-09).

"Flicker" can choose the light flickering mode. "Microelectron ics" can adjust micro-electric power (O1-09). (Depending on the individual needs to be adjusted, O1-09, will show the light flickering mode for the face and a comfortable and suitable position to wear, add the lightness of the mask bar, with a fixed mask. (Before wearing a mask, you can be the first to adapt to the weakest light. After wearing the finished to adjust the light intensity)

5. the photon mask can be combined with the use of disposable mask skin care products, cleaning the face after the disposable mask skin care products evenly deposited on the face, using photon irradiation, after the completion of the recommended time (S-30 minutes), the power control box automatically turns off the LED photons, at this time to remove the mask, do a good job of discoloration, so that next time

.(Working principle and function)

The high-tech LED optical whitening beauty instrument uses the principle of phototherapy. After the absorption of deep cells and better metabolism of the skin. When the light is absorbed by the skin, the light energy is converted into energy intracellular. To relax and strengthen micro blood vessels, and make the skin produce photochemical reaction-enzymatic reaction. Increase the activity of catalase (Catalase) and superoxide dismutase (SOD) in the cell, which assume the role of "guardian" and "cleaner" of the cell, increases the cellular energy source of adenosine triphosphate (ATP) decomposition. The increase in energy and protein content thus promotes the cell and the synthesis of the new replaces the old. To stimulate the secretion of basic fibroblast growth factor (BFGF) and epidermal growth factor (EGF). Collagen fibers reorganize, block and eliminate the formation of melanin. Accelerate cell growth, accelerate blood circulation, stimulate the collagen protein production, increase skin elasticity, have a great effect on repairing aging skin, acne skin, fade spots, promote and tighten, try sun burns and breastfeeding.

Efficacy of treatment

Photon treatment of 7 colors of LED lamp

• The red light (red)

• 630nm wavelength, known as "biological activity light", can enhance cell activity, accelerate cell metabolism, collagen formation at the same time, with whitening, wrinkles of skin, increase skin elasticity, improve skin condition, repair damaged skin, shrink pores, tighten skin, anti-aging antioxidant efficacy.

• Blue light (blue)

• 470nm wavelength, can inhibit inflammation, bactericidal anti-inflammatory effect, no harm to skin conditions, the protein structure is relatively damaged, in a short time to significantly reduce some inflammation to heal. Have effect on acne wound dissipation, bactericidal anti-inflammatory, repair skin, no scar and pigment.

• The green light (green)

• 520nm wavelength, with neutralization, balance and stability, to reduce skin oil secretion, balance water and oil, effectively relieve mental stress, dredge the lymph gland and swelling of the drainage.

• Yellow light (yellow)

• 580nm wavelength treatment, it can improve oxygen exchange to cells, extra energy to skin cells, decomposition of pigment, promote lymphatic drainage, improve rough skin, wrinkles, treatment of skin redness, ringworm, enhance immunity.

• Violet light (violet)

• It is the frequency of red and blue light. It combines two kinds of effective light therapy, especially has a particularly good and restorative effect in treating acne and removing acne scars. The cyanine light (cyanine)

Can gradually enhance the cell energy, the metabolism has a very good therapeutic effect.

• White light (white)

Penetrate the skin deeply, accelerate tissue metabolism active, break down spot, improve fine lines and loose skin.

7.治疗方式(Energy vol treatment)

7种颜色的LED灯光子治疗

● 红光(red):

波长630nm,被称为“生物活性光”，能提高细胞活性、加快新陈代谢以及促进胶原蛋白形成具有美白淡斑、嫩肤去皱、增加皮肤弹性、改善皮肤状况，修复受损皮肤、缩小毛孔紧致肌肤、抗衰老抗氧化的功效。斑点、提升紧实、缓解日晒灼伤等等护理起着重要的作用，

Note

1, as much as possible to avoid the light source part of the eye mask, or a long time to look at the light source. Please close your eyes and use, if you feel the light is too strong, you can block your eyes using cotton pads or a visor.

2, suggestions and disposable mask of good quality natural ingredients or the use of active whitening skin care collocation, help absorb better.

3, due to the plastic mask material, open the package is likely to have some smell, which belongs to the normal phenomenon, but the smell will soon disappear.

4, the mask is made of plastic, it is not a living light-emitting body, can not be squeezed, can not be folded, can not be weighed.

5, before using the bed, after treatment, it is best to put it back in the box, or at least get out of bed.

6, light mask can not soak in water, you can use wet cloth scrub, elastic band can be washed.

7, the mask can not be used with corrosive chemical solvent scrub.

四、注意事项(Note)

1. 尽量避免眼睛直视面膜光源部分，或者长时间注视光源。使用中闭上眼睛，如果感觉光线过强，可以使用化妆棉片或者眼罩等遮挡。

2. 建议与品质优良成分天然的一次性面膜或者祛痘美白等护肤品搭配使用，有助于吸收更好。

3. 因面膜材质塑料打开包装是可能会有气味属于正常现象，气味很快会消失。

4. 发光膜内部有电路和LED发光体，不可以挤压不可以折叠不可以重压。

5. 睡前床上使用时疗程用完最好放回盒子，或者至少拿离床上。

6. 清洁发光面膜时严禁用水浸泡，用湿布擦拭便可，松紧带可以水洗。

7. 不可以用带腐蚀性化学溶剂擦洗面膜。

8. 避免阳光下暴晒。

L●蓝光(blue):

波长470nm, 能杀菌消炎抑制炎症的功效，可以在对皮肤组织毫无损伤的情况下，高效的破坏丙酸杆菌这种细菌，并且在很短时间使炎症期的痤疮明显减少至痊愈。具有祛痘祛痘、杀菌消炎、修复肌肤、不留疤痕与色素的功效。

●绿光(green):

波长520nm,有中和、平衡及安定之用，能减少皮肤油脂分泌，平衡油水比例，有效舒缓精神紧张，疏通淋巴及排水肿。

●黄光(yellow):

经过特殊处理的5.9 0 nm波长，改善细胞的交换，给皮肤细胞补充能量，分解色素，促进淋巴排毒，改善皮肤粗糙、皱纹，治疗皮肤发红发热、痒，增强免疫力。

●紫光(purple):

是红光和蓝光的双频光，它结合了两种光疗的功效，尤其在治疗痤疮和祛痘印痕方面有着特别好的效果和修复作用。

●青蓝光:

能顺序渐进的增强细胞能量，对新陈代谢有很好的促进作用。

●嫩肤光(白光white)

穿透皮肤深层，加快活性组织的陈旧代谢，分解色斑、改善细纹和松弛的皮肤。

|Prohibit the use of the crowd|

Pregnant women, children, thyroid disease, mild allergic person, the person with skin diseases, the person with skin diseases. Skin trauma should be avoided to avoid the wound or not. Normal people use or stop using, ask the doctor doctor after doctor.

五、禁止使用人群和Prohibit the use of Crowd)

1.孕妇，孩童，羊癫疯患者，甲状腺患者或者甲状旁腺患者，光过敏或者服用引起光过敏药物者，皮肤有创伤者避开伤口或不做正常人群使用有不适者停止使用，询问医生后过，遵医嘱。

|Product maintenance and after-sale service|

1.The company provides one year warranty service from the date of purchase, but due to time or use, the damage is included in the warranty.The product and US market parts of the company for three years, the problems occur in the product can be free repair (but product maintenance has delivery costs), more than the warranty period can also repair only change the cost of parts.

2.The fault caused by the individual, the company does not provide free warranty service: the fault caused by unauthorized disassembly, failure caused by careless beating, the resultant.

六、产品维修及售后服务(Product maintenance and after-sale service)

1.提供客户自购之日起的保修服务,但时间和使用而产生之损伤不在服务保证范围内,电器器与U5型搅拌机保修三个月,主机年内出现质量问题免费修理(不承担产品送修之快速费用),已过保修期限的亦负责维修,只需收取部件消耗成本。

2.本公司对以下个人造成的故障,不予提供免费保修服务擅自拆装,改装本产品造成的故障,使用不正确打、砸碰而告成的故障;因缺乏合理保养而造成的故障,未按使用说明的正确指导而造成的故障。

七、(Dossiers de main tenance)

Dossiers de maintenance

Nom du produit	Date d'achat
Nom du revendeur	Adresse
Telephone	
Nom du client:	Adresse:
Telephone	
date	Raison du délit de maintenance


七、产品维护及售后服务(Product maintenance and after-sale service)

Maintenance record(Maintenance records)

产品名称 :	购买日期 :	
经销商名称 :	地址 :	
电话 :		
顾客名称 :	地址 :	
电话 :		
维修日期	故障原因	维修内容

Máscara de belleza LED colorida

INSTRUMENTO DE BLANQUEO ÓPTICO



(NEUTRAL)

INSTRUCCIONES

Blanqueo	Peca
Anti edad	Estiramiento de la piel

Los instrumentos que usan:

1. Primero limpia la cara de la piel. Deje que el agua se seque naturalmente, o use una toalla absorbente de agua lavada suavemente sobre la cara de la piel del agua (no use una toalla gruesa para frotar la cara, provocará poros del cuello o piel apurada, piel seca).
2. Retire el dispositivo de máscara suave de color LED, luego retire la caja de control de energía, conecte la línea de suministro de energía del instrumento de máscara al orificio de salida de la caja de control de energía.
3. De acuerdo con la selección de la tecla para abrir "Selección de color/Inicio" se enciende la pantalla de alimentación. Muestra el tiempo predeterminado es 30 minutos. Nuevamente mediante "Selección de color/Inicio" seleccione el tipo de botón de selección (O 1-0 es rojo, azul, verde, amarillo, puro, cianina, blanco , 08 es el cambio de color automático). De acuerdo con el tiempo de "Tiempo -" y "Tiempo +". La función de selección simplificada puede ajustar el tiempo de trabajo (según las necesidades individuales, 0-60 minutos), la operación cuando los ojos tratan de no mirar demasiado a la fuente de luz, "Brillo" puede elegir intensidad lumínosa (01-09). "Flicker" puede elegir el modo de parpadeo de las luces, "Microelectrónicos" puede ajustar la energía eléctrica micro (01-09). (Dependiendo del individuo se debe ajustar).
4. Colocar la máscara de la cara en la cara. Y encontrar una posición cómoda y apoyarse para usar, ajuste la tensión de la prohibición máscara, con una máscara fija. (Antes de usar una máscara, puede ser el primero en adaptarse a la luz más débil. Después de usar el acabado para ajustar la intensidad de la luz).
5. La máscara de fotones se puede combinar con el uso de productos desechables para el cuidado de la piel, limpiando la cara después de que los productos desechables para el cuidado de la piel, limpiando la cara después de que los productos desechables para el cuidado de la piel se depositen uniformemente en la cara, usando irradiación de fotones, después de completar el tiempo recomendado (S-30 minutos), la caja de control de potencia apaga automáticamente los fotones LED, en este momento para quitar la máscara, haga un buen trabajo de desvanecimiento, así que la próxima vez

[Principio de funcionamiento y función]

El instrumento de belleza de blanqueamiento óptico LED de alta tecnología tiene el efecto de blanqueamiento óptico fotodinámico. Activación de células profundas, mejor metabolismo de la piel. Cuando la piel absorbe la luz, la energía de la luz se convierte como "uz de actividad biológica", puede mejorar la actividad celular, acelerar el metabolismo y promover la formación de colágeno al mismo tiempo, con blanqueamiento, arrugas en la piel, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar la condición de la piel, reparar la piel dañada, reducir los poros, tensar la piel.

[Eficacia del tratamiento]

Tratamiento de fotones de 7 colores de lámpara LED.

• **Roja (red):**

• La longitud de onda de 630nm, conocida como "uz de actividad biológica", puede mejorar la actividad celular, acelerar el metabolismo y promover la formación de colágeno al mismo tiempo, con blanqueamiento, arrugas en la piel, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar la condición de la piel, reparar la piel dañada, reducir los poros, tensar la piel.

• Luz azul (blue):

• La longitud de onda de 470nm, puede inhibir la inflamación, efecto antiinflamatorio bactericida, no daña las condiciones de la piel, el Propionibacterium se daña productivamente, en poco tiempo para reducir

significativamente la inflamación del acné para sanar. Tiene efecto sobre la disipación de heridas de acné, antiinflamatorio bactericida, reparación de la piel, sin cicatriz y pigmento.

• La luz verde (verde)

• Longitud de onda de 520 nm, con neutralización, equilibrio y estabilidad, para reducir la secreción de aceite de la piel, equilibrar el agua y el aceite, aliviar eficazmente el estrés mental, la glándula lymph y la hinchaón del drenaje

• Luz amarilla (amarilla)

• Después de un tratamiento especial de longitud de onda de 590nm, puede mejorar el intercambio de oxígeno a las células, energía adicional a las células de la piel, descomposición del pigmento, promover el drenaje linfático, mejorar la piel áspera, las arrugas, el tratamiento del enrojecimiento de la piel, la tinta, mejorar la inmunidad.

• Luz violeta (violeta)

• Es la combinación de la luz roja y azul. Combina dos tipos de terapéutica efectiva, especialmente tiene un efecto particularmente bueno y restaurador en el tratamiento del acné y la eliminación de las cicatrices del acné. La luz de cianina (cianina) Puede mejorar gradualmente la energía celular, el metabolismo tiene un muy buen papel en la promoción.

• Luz blanca (blanca)

Penetra profundamente en la piel, acelera el metabolismo del tejido, activo, descompone el punto, mejora las líneas finas y la piel suelta.

[三、治疗功效(Efficacy of treatment)]

7种颜色的LED灯光子治疗

●**红光(red):**

波长630nm,被称为“生物活性光”，能提高细胞活性、加快新陈代谢以及促进胶原蛋白形成。美白淡斑、嫩肤去皱、增加皮肤弹性、改善皮肤状况，修复受损皮肤、缩小毛孔紧致肌肤、抗衰老抗氧化的功效。斑点、提升紧实、缓解日晒灼伤等护理起着重要的作用，

●**黄光(yellow):**

经过特殊处理的9.0nm波长，改善细胞的交换，给皮肤细胞补充能量，分解色素，促进淋巴排毒，改善皮肤粗糙、皱纹，治疗皮肤发红发烫、等等，增强免疫力

●**紫光(purple):**

是红光和蓝光的双频光，它结合了两种光的功效，尤其在治疗痤疮和祛痘印方面有着特别好的效果和修复作用

●**青光(blue):**

能循序渐进的增强细胞能量，对新陈代谢有很好的促进作用。

●**暖射光(白光white):**

穿透皮肤深层，加快活性组织的新陈代谢，分解色斑、改善细纹和松弛的皮肤。

●蓝光(blue):

波长470nm,能杀菌消炎和制炎的功效，可以在对皮肤组织毫无损伤的情况下，高效的破坏丙酸杆菌这种细菌，并且在很短时间内使炎症期的痤疮明显减少至痊愈。具有祛痘祛疤、杀菌消炎、修复肌肤、不留疤痕与色素的功效。

●绿光(green):

波长520nm,有中和、平衡及安定之用，能减少皮肤油脂分泌，平衡水油比例，有效舒缓精神紧张，疏通淋巴及排水肿

●黄光(yellow):

经过特殊处理的9.0 nm波长，改善细胞的交换，给皮肤细胞补充能量，分解色素，促进淋巴排毒，改善皮肤粗糙、皱纹，治疗皮肤发红发烫、等等，增强免疫力

●紫光(purple):

是红光和蓝光的双频光，它结合了两种光的功效，尤其在治疗痤疮和祛痘印方面有着特别好的效果和修复作用

●青光(blue):

能循序渐进的增强细胞能量，对新陈代谢有很好的促进作用。

●暖射光(白光white):

穿透皮肤深层，加快活性组织的新陈代谢，分解色斑、改善细纹和松弛的皮肤。

[Prohibir el uso de la multitud]

mujeres embarazadas, niños, enfermedad de la tiroides, personas alérgicas leves, el uso de medicamentos puede causar alergias. Se debe usar un tránsito en la piel para evitar la herida o no. Las personas normales usan o dejan de usar, consulte al médico después del médico.

五、禁止使用人群(prohibit the use of crowd)

1.孕妇，孩童，羊癫疯患者，甲状腺功能或者甲状腺患者，过敏或者服用引起光过敏药物者，皮肤有创伤者避开关口或不敢正常人群使用有不适应停止使用，询问医生后过，遵医嘱。

七、(Mantenimiento del producto y servicio postventa)

1. La empresa proporciona un servicio de garantía de un año a partir de la fecha de compra, pero debido al tiempo o al uso, el daño está incluido en la garantía. El adaptador corriente es de uso exclusivo para el dispositivo de tratamiento, una garantía de tres meses, los problemas ocurren dentro de un año de reparación gratuita (pero el mantenimiento del producto tiene costos de envío), tiene más del período de garantía también puede repararse, solo cambie el costo de las piezas. 2. La falla causada por el individuo, la empresa no proporciona un servicio de garantía gratuito; la falla causada por el desmontaje no autorizado, la falla causada por golpes descalzados, el resultante.

八、产品维护及售后服务(Product maintenance and)

七、(Dossiers de main tenance)

Dossiers de maintenance	
Nom du produit:	Date d'achat :
Nom du revendeur:	Adresse:
Telephone :	
Nom du client:	Adresse:
Telephone :	
date	Raison du début de maintenance/maintenance content

七、产品维护及售后服务(Product maintenance and)

维修记录表(Maintenance records)		
产品名称 :	购买日期 :	
经销商名称 :	地址 :	
电话 :		
顾客名称 :	地址 :	
电话 :		
维修日期	故障原因	维修内容