



## User Manual

# MULTIFUNCTIONAL FACIAL SKINCARE MASSAGER

### Cautions when using:

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn it on. It cannot be turned on when charging.
2. When using, hold the sensor strips on both sides of the wand, with the massage head in contact with the skin.
3. Please use it with a cotton pad when exporting the pores and remove the makeup remover or cleansing lotion with a cotton pad. Do not use it with facial cleanser/cleansing oil
4. This product uses micro-current ion technology. If you feel a small tingling sensation this is normal.
5. When using, do not stay in the same place for more than 3 seconds to avoid to skin irritation.

## Functions

## Cleansing Rejuvenation Device

A facial beauty device with galvanic ion, heating, micro-vibration, and red light. This device aids in deep cleansing, rejuvenation, and facial lifting.


\*Galvanic ionic: Using the principle of a mild impulse current between the anode and cathode, it can soften and clean dirt and oil sebum deposits that lodge in the pores. This deep treatment acts as a natural cleanser that helps reduce pore size, and enriched charged oxygen ions activate nutrients to repair damaged skin.

\*Micro Vibration: Using physical vibration, and electric stimulation are both ways to increase elasticity and enhance cellular metabolism.

\*Warm Massage: Promotes absorption of skin-care products, helps makes skin texture tight and keeps the skin more elastic.


\*Red Light: 640nm-650nm red light deep into the dermis, helps stimulate new collagen and elastin growth and also reduces wrinkles and improves skin elasticity.

## Functions



## WARM CLEAN MODE

Warmth helps open the skin's pores, deep cleaning the skin to help electively refine the pores and aid in removing dark skin spots.



## SKIN LIFTING MODE

Promotes blood circulation, enhances skin elasticity and firming, and creates the best skin condition possible.



## PHOTOTHERAPY MODE

Drive skin-care products deep into the skin, activating the cell's elasticity. Using the red light helps aid in making the skin whiter and smooths out the wrinkles.



## EYE CARE THERAPY MODE

Introduce eye cream or your favorite eye serum adequately, promote eye cream or eye serum absorption, achieve the maximum result of using your favorite eye

## Components



## Use of the Four modes

## Product Parameters:

Product Name:	Photon Rejuvenation Wand
Model No:	W- 618
Product Size:	4.3*16.8cm
Product Weight:	About 90g
Package Contains:	1'device; 1'instruction manual, 1*USB cable
Input:	DC 3.7V/0.6A
Rated Voltage/ Rated Capacity:	3. 7V / 350mAH
Charging Time:	2-3 hours
Intensity:	3 levels
Country Of Origin:	China
Carried Standard:	GB4706.1-2005


Note: In view of the consistent policy of continuous product improvement, the company reserves the right to improve product specifications, the actual product may vary.

## Cautions:

- 1 Clean and rejuvenate, clean the dirt first and then use the cleanser (No need to use the device when cleaning face). Deep cleaning will pull the dirt from deep in the pores to the skin surface, and then wash the dirt with facial cleanser.
- 2.Each mode is timed for 4 minutes. After 4 minutes, it will enter standby mode. After 1 more minute, it will automatically shut down after no action.
- 3.When using, you need to hold the ion sensor strip on both sides of the fuselage and use the massage head to contact the skin to form a circuit. Please keep the skin moist when using otherwise, the device will not work properly.
- 4.If you use it on someone else's face, you need to contact the user's skin to form a circuit, otherwise, the device will not work properly.
- 5.Please use the device according to the length of time specified in the manual. Do not overuse it


**1. Guide to Warm Cleanse Mode** (Requires makeup remover/clean lotion and cotton pad)

This mode can effectively clean the dirt in the pores and make the skin shiny  
Frequency of use: 2-3 times a week. Sensitive skin users should appropriately reduce the frequency of use. Use time: no more than 4 minutes/time, and 1-2 minutes/time for sensitive skin.




**2. Guide to Phototherapy mode** (requires toner, lotion, essence)

This mode enhances cell activity, diminishes wrinkles and helps skin-care products deeply moisturize the skin. Frequency of use: Can be used once a day in the morning and evening, sensitive skin users should appropriately reduce the frequency of use.  
Use time: no more than 4 minutes/time, 1 -2 minutes / time for sensitive skin, please stop using the device when skin-care products be absorbed by skin.



**3. Skin Lifting mode** (use with a mask)

This mode gently revives and relaxes the skin, helping to restore the skin's luster and vitality.  
Frequency of use daily




**4. Guide to the eye care mode** (use with eye cream)

This mode can fully introduce eye cream or eye essence, promote the absorption of eye cream or eye essence.  
Frequency of use: Can be used once a day in the morning and evening, sensitive skin users should appropriately reduce the frequency of use.


Use time: no more than 4 minutes/time, 1-2 minutes / time for sensitive skin. Do not apply more eye cream or eye essence after absorption.

①




Eye care products (such as eye cream, eye mask, etc.) are evenly applied around the eyes.

②



Press and hold the power button for 3 seconds to switch on, and select "Eye Care" mode.


③



Hold the instrument, touch the sensor strip on both sides of the instrument with your hands, use a point-like pressing technique and massage the head gently from the inner corner of your eyes to the end of your eyes for point-pressing massage. Red light for eye care is off by default and can be turned on automatically by pressing the button as required.


Recommended Practices

Chin




Place the device horizontally at the lower center of the chin, with curved motion and in rhythm for 1-2 seconds, glide the device from left to right and reverse.

Face contouring




Place the device on the cheek. Moving towards the cheekbone, glide the device from bottom to top in rhythm for 1-2 seconds.

Cheeks  
There are two parts to the cheeks [1] & [2] Glide the device from left to right and reverse. Reverse the process alternately




Place the device horizontally at the corner of the lips. Moving towards the cheekbone, glide the device from bottom to top in a rhythm of 1,2 seconds,



Place the device vertically to the corner of the lips. In a rhythm of 1,2 seconds, glide the device horizontally from the corner of the lips toward the ear.

Eye



With eye cream or eye essence, use the point-like pressing technique to gently massage the head from the inner corner of the eye to the end of the eye. Stay at each point for 2 seconds to relieve fatigue and promote absorption.

Recommended Uses Maintenance Aspects

**Morning refreshing**  
Awaken skin + soothing edema +  
smoothen makeup

- Clean face
- Apply toner, essence and lotion
- Phototherapy skin rejuvenation mode
- Makeup

**Evening repair**  
Promoting Skin Absorption +  
Strong Moisture and Nutrition + Overnight Repair

- Deep Cleaning (2-3 times a week in skin clean and rejuvenation mode).
- Clean face
- Apply toner, essence and lotion (phototherapy skin rejuvenation mode)
- Masking introduction (Tempering lifting mode



Please do not wash the wand body  
The instrument will malfunction, please use a dry cloth or small soft cloth.



Cleaning protective cover  
If the cover gets dirty wipe with a clean soft cloth, rinse with water.



Do not wipe the main wand body with a corrosive solution Please do not use alcohol, water, or make-up remover wipe, This may cause product failure or parts cracking, discoloration, etc.

Safety Precautions

1. Not suitable for facial plastic surgery and subcutaneous implants; Please use under the guidance of your doctor if pregnant.
2. Do not wash the device. You should not contact the Photon head with metal objects; To clean use a cleansing wet wipe.
3. Do not put it in the bathroom or wet place, this could cause a short circuit.
4. This device is suitable for the face and neck, however, please avoid pustules and inflammatory acne.



## Manual del usuario

MULTIFUNCIONAL

MASAJEADOR FACIAL

### Precauciones de uso:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo. No se puede encender cuando se está cargando.
2. Al utilizarlo, sujete las tiras sensoras a ambos lados de la varilla, con el cabezal de masaje en contacto con la piel.
3. Por favor, utilícelo con un disco de algodón cuando exporte los poros y elimine el desmaquillante o la loción limpiadora con un disco de algodón. No lo utilice con limpiador facial/aceite limpiador.
4. Este producto utiliza tecnología de iones de microcorriente. Si siente una pequeña sensación de hormigueo es normal.
5. Cuando lo utilice, no permanezca en el mismo lugar durante más de 3 segundos para evitar irritar la piel.



## Funciones

## Aparato de limpieza y rejuvenecimiento

Un dispositivo de belleza facial con iones galvánicos, calefacción, microvibración y luz roja, Este dispositivo ayuda en la limpieza profunda, rejuvenecimiento y lifting facial.


\*Iónico galvánico: Utilizando el principio de una suave corriente de impulso entre el ánodo y el cátodo, puede ablandar y limpiar la suciedad y los depósitos de sebo grasos que se alojan en los poros. Este tratamiento profundo actúa como un limpiador natural que ayuda a reducir el tamaño de los poros, y los iones de oxígeno cargados y enriquecidos activan los nutrientes para reparar la piel dañada.

\*Micro Vibración: La vibración física y la estimulación eléctrica aumentan la elasticidad y mejoran el metabolismo celular.

\*Masaje caliente: Favorece la absorción de los productos para el cuidado de la piel, ayuda a tensar la textura de la piel y la mantiene más elástica.


\*Luz Roja: 640nm-650nm luz roja profunda en la dermis, ayuda a estimular el crecimiento de nuevo colágeno y elastina y también reduce las arrugas y mejora la elasticidad de la piel.

## Funciones



## MODO WARM CLEAN

El calor ayuda a abrir los poros de la piel, limpiando la piel en profundidad para ayudar a afinar los poros y ayudar a eliminar las manchas oscuras de la piel.



## MODO LIFTING CUTÁNEO

Favorece la circulación sanguínea, mejora la elasticidad y la firmeza de la piel y crea el mejor estado posible de la piel.



## MODO FOTOTERAPIA

Impulsar los productos para el cuidado de la piel en profundidad, activando la elasticidad celular. La luz roja ayuda a blanquear la piel y alisa las arrugas.



## MODO DE TERAPIA PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS

Introducir la crema de ojos o su suero de ojos favorito adecuadamente, promover la crema de ojos o suero de ojos de absorción, lograr el máximo resultado de la utilización de su ojo favorito care products.





## Parámetros del producto:

Nombre del producto:	Varita de rejuvenecimiento con fotones
Nº de modelo	W- 618
Tamaño del producto:	4.3*16.8cm
Peso del producto:	Unos 90 g
El paquete contiene:	1'aparato; 1'manual de instrucciones, 1*cable USB
Entrada:	DC 3.7V/0.6A
Tensión nominal / Capacidad nominal:	3. 7V / 350mAH
Tiempo de carga:	2-3 horas
Intensidad:	3 niveles
País de origen:	China
Llevado Estándar:	GB4706.1-2005

Nota: En vista de la política constante de mejora continua del producto, la empresa se reserva el derecho de mejorar las especificaciones del producto, el producto real puede variar.

## Precauciones:

- 1 Limpiar y rejuvenecer, limpiar primero la suciedad y después utilizar el limpiador (No es necesario utilizar el aparato cuando se limpia la cara). La limpieza profunda arrastrará la suciedad desde lo más profundo de los poros hasta la superficie de la piel y, a continuación, lavará la suciedad con el limpiador facial.
- 2.Cada modo tiene una duración de 4 minutos. Después de 4 minutos, entrará en modo de espera. Después de 1 minuto más, se apagará automáticamente después de ninguna acción.
- 3.Cuando se utiliza, es necesario mantener la tira de sensores de iones en ambos lados del fuselaje y utilizar el cabezal de masaje para entrar en contacto con la piel para formar un circuito. Por favor, mantenga la piel húmeda cuando se utiliza de lo contrario, el dispositivo no funcionará correctamente.
- 4.Si lo utiliza en la cara de otra persona, debe entrar en contacto con la piel del usuario para formar un circuito, de lo contrario, el dispositivo no funcionará correctamente.
- 5.Por favor, utilice el dispositivo según el tiempo especificado en el manual. No lo utilice en exceso.

**1. Guide to Warm Cleanse Mode** (Requiere desmaquillante/loción limpiadora y disco de algodón)

Este modo puede limpiar eficazmente la suciedad de los poros y hacer que la piel brille. Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana. Los usuarios de piel sensible deben reducir adecuadamente la frecuencia de uso.

Tiempo de uso: no más de 4 minutos/vez, y 1-2 minutos/vez para pieles sensibles.



Saca el anillo      Coloque un disco de algodón  
Desmaquillar      Pulse el botón durante 3 segundos para encender      Mantener los dedos en contacto con el sensor      Limpiar la cara

**2. Guía del modo Fototerapia** (requiere tónico, loción, esencia)

Este modo mejora la actividad celular, atenúa las arrugas y ayuda a que los productos de cuidado de la piel la hidraten en profundidad. Frecuencia de uso: Puede utilizarse una vez al día por la mañana y por la noche; las usuarias de piel sensible deben reducir adecuadamente la frecuencia de uso. Tiempo de uso: no más de 4 minutos / tiempo, 1 -2 minutos / tiempo para la piel sensible, por favor, deje de usar el dispositivo cuando los productos de cuidado de la piel se absorbe por la piel 1 -2 minutos / time for sensitive skin, please stop using the device when skin-care products be absorbed by skin.



① Aplicar loción o sérum sobre el rostro de manera uniforme.


② Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar y seleccione el modo «Fototerapia».

③ Sostenga el dispositivo y asegúrese de que la mano en contacto con el sensor, y masajear la cara

**3. Modo lifting cutáneo** (utilizar con mascarilla)

Este modo reaviva y relaja suavemente la piel, ayudando a restaurar su brillo y vitalidad.

Frecuencia de uso diaria




Aplicar la mascarilla sobre la cara      Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender y Selecciona el modo Skin Lifting.      Sujete el instrumento y asegúrese de que la mano toca las tiras sensoras y masajee la cara. Cuando utilice el «levantamiento en caliente», no permanezca en el mismo lugar durante más de tres segundos para evitar molestias en la piel.      Retire la mascarilla y limpiar la cara

**4. Guía del modo de cuidado de los ojos** (utilizar con crema de ojos)


Este modo puede introducir completamente la crema o esencia de ojos, promover la absorción de la crema o esencia de ojos.

Frecuencia de uso: Puede utilizarse una vez al día por la mañana y por la noche, las usuarias de piel sensible deben reducir adecuadamente la frecuencia de uso.


Tiempo de uso: no más de 4 minutos / vez, 1-2 minutos / vez para pieles sensibles. No aplicar más crema o esencia de ojos después de la absorción.



① Los productos para el cuidado de los ojos (como crema para los ojos, máscara para los ojos, etc.) se aplican uniformemente



② Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo y selecciona el modo «Eye Care»..




③ Sujete el instrumento, toque con las manos la tira de sensores situada a ambos lados del instrumento, utilice una técnica de presión en forma de punto y masajee el cabezal g) suavemente desde el ángulo interno de los ojos hasta el final de los mismos para realizar el masaje de presión en forma de punto.  
La luz roja para el cuidado de los ojos está apagada por defecto y puede encenderse automáticamente pulsando el botón según sea necesario.


### Prácticas recomendadas




**Chin**  
Coloque el aparato horizontalmente en el centro inferior de la barbilla con movimiento curvo y en ritmo durante 1-2 segundos, deslice el dispositivo de izquierda a la derecha y al revés.




**Contorno facial**  
Coloque el aparato sobre la mejilla. En dirección al pómulo, deslice el aparato de abajo hacia arriba al mismo ritmo durante 1-2 segundos.



**Ojo**  
Con la crema para el contorno de ojos o la esencia para el contorno de ojos, utilice la técnica de presión en forma de puntos para masajear suavemente desde la comisura interna del ojo hasta el extremo del mismo. Permanezca en cada punto durante 2 segundos para aliviar la fatiga y favorecer la absorción.



Colocar el aparato horizontalmente en la comisura de los labios. Desplazándose hacia el pómulo, deslice el dispositivo de abajo hacia arriba a un ritmo de 1,2 segundos,



Coloque el aparato verticalmente en la comisura de los labios. En un ritmo de 1,2 segundos, deslice el dispositivo horizontalmente desde la comisura de los labios hacia la oreja

**Mejillas**  
Las mejillas constan de dos partes [1] y [2] Deslice el aparato de izquierda a derecha y viceversa. Invierta el proceso alternativamente.

## Usos recomendados

**Mañana refrescante**

Despertar la piel + calmar el edema + alisar el maquillaje

- Limpiar el rostro
- Aplicar tónico, esencia y loción
- Fototerapia modo rejuvenecimiento de la piel
- Maquillaje

**Reparación nocturna**

Promueve la Absorción de la Piel + Hidratación y nutrición intensas + Reparación durante la noche

- Limpieza profunda (2-3 veces por semana en modo limpieza y rejuvenecimiento de la piel).
- Cara limpia
- Aplicar tónico, esencia y loción (modo fototerapia rejuvenecimiento de la piel)
- Introducción de la máscara (modo de elevación del templado)

## Aspectos de mantenimiento



No lave el cuerpo de la varilla.

El instrumento funcionará mal, por favor utilice un paño seco o un pequeño paño suave.



Limpieza de la cubierta protectora

Si la cubierta se ensucia, límpiela con un paño suave y limpio y aclárela con agua.



No limpie el cuerpo de la varilla principal con una solución corrosiva No utilice alcohol, agua ni toallitas desmaquillantes, Esto puede provocar fallos en el producto o que las piezas se agrieten, decoloren, etc.

## Precauciones de seguridad

1. No apto para cirugía plástica facial e implantes subcutáneos; Si está embarazada, utilícelo bajo supervisión médica.
- 2.No lave el dispositivo. No ponga en contacto el cabezal Photon con objetos metálicos; Para limpiarlo utilice una toallita húmeda limpiadora.
3. No lo coloque en el baño o en un lugar húmedo, esto podría provocar un cortocircuito.
- 4.Este dispositivo es adecuado para la cara y el cuello, sin embargo, por favor evite pústulas y acné inflamatorio.



## Manuel de l'utilisateur

**MULTIFONCTIONNEL**

**APPAREIL DE MASSAGE POUR  
SOINS DU VISAGE**

### Précautions à prendre lors de l'utilisation:

6. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer.  
Il n'est pas possible de l'allumer lorsqu'il est en charge..
7. Lors de l'utilisation, tenez les bandes de capteurs des deux côtés de la baguette, avec la tête de massage en contact avec la peau..
8. Utilisez-le avec un coton lorsque vous exportez les pores et enlevez le démaquillant ou la lotion nettoyante à l'aide d'un coton. Ne l'utilisez pas avec un nettoyant pour le visage/une huile nettoyante.
9. Ce produit utilise la technologie des ions micro-courants. Si vous ressentez un léger picotement, c'est normal.
10. Lors de l'utilisation, ne pas rester au même endroit pendant plus de 3 secondes afin d'éviter toute irritation de la peau..

## Fonctions

Appareil de nettoyage et de rajeunissement

Appareil de beauté faciale avec ionisation galvanique, chauffage, micro-vibration et lumière rouge. Cet appareil permet un nettoyage en profondeur, un rajeunissement et un lifting du visage.

\*Jonique galvanique : En utilisant le principe d'un léger courant d'impulsion entre l'anode et la cathode, il peut adoucir et nettoyer la saleté et les dépôts de sébum qui se logent dans les pores. Ce traitement en profondeur agit comme un nettoyant naturel qui aide à réduire la taille des pores, et les ions d'oxygène enrichis activent les nutriments pour réparer la peau endommagée.

\*Micro Vibration : Les vibrations physiques et la stimulation électrique sont deux moyens d'accroître l'élasticité et d'améliorer le métabolisme cellulaire.


\*Massage chaud : Favorise l'absorption des produits de soin de la peau, aide à resserrer la texture de la peau et à la rendre plus élastique.

\*Lumière rouge : la lumière rouge 640nm-650nm pénètre profondément dans le derme, aide à stimuler la croissance du collagène et de l'élastine, réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau.

## Fonctions

**MODE NETTOYAGE À CHAUD**

La chaleur permet d'ouvrir les pores de la peau, de nettoyer la peau en profondeur, d'affiner les pores de manière élective et d'aider à éliminer les taches cutanées sombres.

**MODE LIFTING DE LA PEAU**

Favorise la circulation sanguine, améliore l'élasticité et le raffermissement de la peau et crée le meilleur état possible de la peau.

**MODE PHOTOTHÉRAPIE**

Faire pénétrer les produits de soin en profondeur dans la peau, activer l'élasticité des cellules. L'utilisation de la lumière rouge contribue à rendre la peau plus blanche et à atténuer les rides.

**MODE DE THÉRAPIE OPHTALMOLOGIQUE**

Introduisez la crème pour les yeux ou votre sérum préféré de manière adéquate, favorisez l'absorption de la crème pour les yeux ou du sérum pour les yeux, obtenez un résultat optimal en utilisant vos produits de soin des yeux préférés.



## Paramètres du produit:

Nom du produit:	Bâton de rajeunissement Photon
Numéro de modèle:	W- 618
Taille du produit:	4.3*16.8cm
Poids du produit:	Environ 90g
Le paquet contient:	1 appareil; 1 manuel d'instructions, 1*câble USB
Entrée:	DC 3.7V/0.6A
Tension nominale/ Capacité nominale:	3. 7V / 350mAH
Temps de charge:	2-3 heures
Intensité:	3 niveaux
Pays d'origine:	China
Portée Norme:	GB4706.1-2005

## Précautions d'emploi:


- 1 Nettoyer et rajeunir, nettoyer d'abord la saleté puis utiliser le nettoyant (il n'est pas nécessaire d'utiliser l'appareil pour nettoyer le visage). Le nettoyage en profondeur permet de faire remonter la saleté des pores à la surface de la peau, puis de la nettoyer à l'aide d'un nettoyant pour le visage.
2. chaque mode est programmé pour une durée de 4 minutes. Au bout de 4 minutes, l'appareil passe en mode veille. Au bout d'une minute supplémentaire, il s'éteindra automatiquement s'il n'a pas été utilisé.
3. lors de l'utilisation, vous devez tenir la bande du capteur d'ions des deux côtés du fuselage et utiliser la tête de massage pour entrer en contact avec la peau afin de former un circuit. Veillez à ce que la peau reste humide lors de l'utilisation, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- 4) Si vous utilisez l'appareil sur le visage d'une autre personne, vous devez entrer en contact avec la peau de l'utilisateur pour former un circuit, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
5. utilisez l'appareil conformément à la durée spécifiée dans le manuel. N'en faites pas un usage excessif

Note: Dans le cadre de la politique d'amélioration continue des produits, l'entreprise se réserve le droit d'améliorer les spécifications des produits, le produit réel pouvant varier.




### 1. Guide pour le mode Warm Cleanse (Nécessite un démaquillant/une lotion nettoyante et un coton)

Ce mode peut nettoyer efficacement la saleté dans les pores et rendre la peau brillante.  
Fréquence d'utilisation : 2 à 3 fois par semaine. Les utilisateurs à la peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation de manière appropriée. Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, et 1 à 2 minutes/temps pour les peaux sensibles.




### 2. Guide du mode Photothérapie (nécessite un tonique, une lotion, une essence)

Ce mode améliore l'activité cellulaire, atténue les rides et aide les produits de soin à hydrater la peau en profondeur. Fréquence d'utilisation : Peut être utilisé une fois par jour, le matin et le soir. Les utilisateurs à la peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation de manière appropriée. Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, 1 à 2 minutes/temps pour les peaux sensibles, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil lorsque les produits de soin de la peau sont absorbés par la peau.



### 3. Mode de levage de la peau (à utiliser avec un masque)



Ce mode revitalise et détend la peau en douceur, l'aidant à retrouver son éclat et sa vitalité. Fréquence d'utilisation quotidienne



### 4. Guide du mode de soins oculaires (utilisation avec la crème pour les yeux)


Ce mode permet d'introduire complètement la crème ou l'essence pour les yeux, de favoriser l'absorption de la crème ou de l'essence pour les yeux. Fréquence d'utilisation : Peut être utilisé une fois par jour, le matin et le soir. Les utilisateurs à la peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation de manière appropriée.

Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, 1-2 minutes/temps pour les peaux sensibles.  
Ne pas appliquer d'autre crème ou essence pour les yeux après absorption..


	<p>① Les produits de soins pour les yeux (crème pour les yeux, masque pour les yeux, etc.) sont appliqués uniformément sur le contour des yeux.</p>		<p>② Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et sélectionner le mode « Eye Care »..</p>
<p>③ Tenez l'appareil, touchez la bande de capteurs des deux côtés de l'appareil avec vos mains, utilisez une technique de pression ponctuelle et massez la tête g) doucement du coin interne de vos yeux jusqu'à l'extrémité de vos yeux pour un massage par pression ponctuelle. La lumière rouge pour le soin des yeux est éteinte par défaut et peut être allumée automatiquement en appuyant sur le bouton selon les besoins.</p>			

Joues

Les joues se divisent en deux parties [1] & [2] Faites glisser l'appareil de gauche à droite et inversez le mouvement. Inversez le processus en alternance.



Placer l'appareil horizontalement à la commissure des lèvres. En se déplaçant vers la pommette, faire glisser l'appareil de bas en haut sur un rythme de 1,2 seconde,




Placer l'appareil verticalement à la commissure des lèvres. Sur un rythme de 1,2 seconde, faire glisser l'appareil horizontalement de la commissure des lèvres vers l'oreille.

## Pratiques recommandées



Menton

Placer l'appareil horizontalement au centre inférieur du menton, avec un mouvement incurvé et en pendant 1 à 2 secondes, glisser l'appareil de gauche à droite de gauche à droite et inversement.



Contour du visage

Placer l'appareil sur la joue. En se déplaçant vers la pommette, faire glisser l'appareil de bas en haut en rythme pendant 1 à 2 secondes.



Les yeux

Avec la crème ou l'essence pour les yeux, utilisez la technique de la pression ponctuelle pour masser délicatement la tête, du coin interne de l'œil jusqu'à l'extrémité de l'œil. Restez sur chaque point pendant 2 secondes pour soulager la fatigue et favoriser l'absorption.

## Utilisations recommandées

**Matinée rafraîchissante**

Réveiller la peau + apaiser les œdèmes + lisser le maquillage

- Nettoyer le visage
- Appliquer tonique, essence et lotion
- Mode rajeunissement de la peau par photothérapie
- Maquillage

**Réparation du soir**

Favorise l'absorption de la peau + Hydratation et nutrition renforcées + Réparation de nuit

- Nettoyage en profondeur (2 à 3 fois par semaine en mode nettoyage et rajeunissement de la peau).
- Nettoyer le visage
- Appliquer le tonique, l'essence et la lotion (mode rajeunissement de la peau par photothérapie).
- Introduction du masque (mode lifting tempéré)

## Aspects liés à la maintenance



Ne pas laver le corps de la baguette

L'instrument fonctionnera mal, veuillez utiliser un chiffon sec ou un petit chiffon doux.



Nettoyage de la housse de protection

Si le couvercle est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et propre, puis rincez-le à l'eau.



N'essuyez pas le corps de la baguette principale avec une solution corrosive N'utilisez pas d'alcool, d'eau ou de lingettes démaquillantes, Cela pourrait entraîner une défaillance du produit, des fissures sur les pièces, une décoloration, etc.

## Précautions de sécurité

1. ne convient pas à la chirurgie plastique du visage et aux implants sous-cutanés ;  
En cas de grossesse, veuillez suivre les conseils de votre médecin.
2. Ne pas laver l'appareil. Vous ne devez pas mettre la tête de Photon en contact avec des objets métalliques ;  
Pour le nettoyer, utilisez une lingette humide.
3. Ne pas mettre l'appareil dans la salle de bain ou dans un endroit humide, cela pourrait provoquer un court-circuit.
4. Cet appareil convient au visage et au cou, mais il faut éviter les pustules et l'acné inflammatoire.